

サーマルサイクラー PCR DuxCycler

限定製品



大幅リニューアル!!

5×5 列 25 サンプル

リーズナブルな価格で
1人1台も夢じゃない!!

24.8万円

 / 台(税別)

コンパクトで使いやすい! パーソナルユースの一台です

超コンパクト設計

最小クラスの150×150×150(mm)のキューブ型。
重量も2.5kgと軽量で、置き場所に困らない
超コンパクトサイズのサーマルサイクラーです。

25サンプルを同時増幅

パーソナルユース向けの設計でも高機能。
0.2mlチューブ25サンプル(5×5)を同時に
増幅することができます。

最大8台が操作可能

1台のパソコンで最大8台のDuxCyclerを操作
することができます。

使いやすい! 簡単操作


簡単な操作でプロトコルの設定ができるため
サーマルサイクラーを使ったことがない方でも
安心して使うことができます。

製品の詳細についてはお気軽にお問い合わせください


☎ 0120-613-190 ☎ 011-768-5901 ✉ goods@hssnet.co.jp

 北海道システム・サイエンス株式会社

実際の操作画面



<プロトコル管理画面>



<プロトコル新規作成・編集画面>



簡単な操作で PCR プロトコルの編集ができます。

製品の詳細については
お気軽にお問い合わせください



項目	仕様詳細
外形寸法	150 (W) × 150 (D) × 150 (H) mm
重量	2.5 kg
検体容量 / サイズ	25 ウェル / 0.2ml チューブ
入力電圧	AC 100 ~ 240V, 50/60Hz
加熱方法	ペルチェ
冷却方法	ペルチェ, 空冷
温度精度	±0.2°C
温度均一性	±0.2°C
蓋部温度	25 ~ 110°C
動作温度	20 ~ 40°C
動作湿度	20 ~ 80%
OS	Windows

代理店

 北海道システム・サイエンス株式会社

〒001-0932 札幌市北区新川西2条1丁目2-1

☎ 0120-613-190

TEL : 011-768-5901 FAX : 011-768-5951

E-mail : goods@hssnet.co.jp

URL : <https://www.hssnet.co.jp>

※ 本サービスの仕様は、予告なく変更する場合がございます。