

検査用プライマー



検査用プライマーは、ウイルス・微生物などの
 遺伝子検査専用のプライマーです。[※]
 衛生検査・食品安全検査などの遺伝子検査で
 偽陽性のリスクを低減します。

※ 一般の研究にもご利用いただけます。

カスタムオーダー

配列は自由にご指定いただけます。
 検査キットグレードの高品質DNA
 をお届けいたします。

独立生産ライン

1本ずつ専用の生産ラインで合成
 いたします。遺伝子検査で偽陽性
 リスクを最小限に抑えます。



[検査用プライマー]

● 価格：25,000 円 / 本 (税別)
 ※ 11 ~ 30 mer 一律

● 納期：5 営業日

成分	DNA
製造方法	β -シアノエチルホスフォロアミダイト法 DNA 固相合成法
鎖長	11 ~ 30 mer
精製方法	簡易カラム精製
保証収量	1 OD
保管	乾燥状態にて常温以下
使用期限	発送日より1年
品質検査	ポリアクリルアミド電気泳動によるバンド確認 LC-ESI-MS 質量分析による理論分子量 ± 5

サービスの詳細はお問い合わせください。

☎ 0120-613-190 または 011-768-5903

✉ dna@hssnet.co.jp

オリゴ関連サービスのご案内

プライマー 全国翌営業日納品

プライマーなどにご利用いただける
11~50mer^{*}のオリゴ DNAについて、
ご注文の**翌営業日**に納品いたします。



※ 地域により塩基鎖長条件、前日の受付締切時間が異なります。
※ 精製方法、本数等の条件がございます。

siRNA・miRNA 合成

★ RNAi 実験に最適な短鎖RNA

アニーリング
サービス無料

19~23 mer RNA KIDS
9,000 円 / 1本 (税別)

24~30 mer RNA KIDS LONG
13,000 円 / 1本 (税別)

※ 上記価格は、1本鎖あたり一律となります。

RNase Free プライマー



逆転写プライマーなど、RNA 関連実験におすすめ！

RNase Free 環境下でDNA合成を行うオプションです。

DNA 合成
[各種費用]



RNase Free オプション
2,000 円 (税別) ※

※QC(RNase混入試験)無しの費用です。

RNA 70mer まで対応！

★ CRISPR guide RNA (crRNA, tracrRNA) にも対応

11~70 mer RNA

- 0.2 μ mol スケール： 600 円 / mer (税別) + 精製費用
- 1 μ mol スケール： 1,200 円 / mer (税別) + 精製費用

50
種類以上

DNA・RNA 特殊修飾

リン酸化、アミノ化、ビオチン化、蛍光修飾など、
50種類以上の修飾オリゴを取り扱っております。

分解耐性

- S 化
- 2'-Fluoro-RNA挿入
- 2'-O-メチル化 RNA 挿入
- 架橋型核酸 **NEW!**

蛍光プローブ

- FITC (6-FAM)
- TAMRA
- HEX
- ROX
- BHQ
- Cyanine3
- Cyanine5

※ 他にもさまざまな修飾がございます。詳細は弊社HPをご覧ください。

DNA・RNA 大量合成

GMP
準拠

in vivo 動物試薬などにご利用いただける、高品質
の核酸製品を mg ~ g 単位でご提供いたします。

【in vivo 実験用】合成オプション

- GMP 準拠の製造ライン
- mg ~ g 大量合成
- HPLC 精製
- 特殊修飾
- キメラ合成 など

1検体・1領域
の解析例

プライマー設計からシーケンスまで承ります

プライマー設計
14,000 円

プライマー合成
1,000 円 ~

PCR 増幅
7,000 円

PCR 産物の精製
3,500 円

キャピラリーシーケンス
2,000 円

※ 上記価格は一例であり、検体数・領域数などにより変動いたします。※ 価格は全て税別表記です。

サービスの詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。

代理店

北海道システム・サイエンス株式会社

〒001-0932 札幌市北区新川西2条1丁目2-1

☎ 0120-613-190

TEL:011-768-5903 FAX:011-768-5951

E-mail:dna@hssnet.co.jp

URL:https://www.hssnet.co.jp

※ 本サービスの仕様は、予告なく変更する場合がございます。