

関連製品一覧

LaboPass™ Taq Polymerase 試薬キット

PCR 時に必要な試薬が全て標準添付となっているため、すぐにお使いいただけます。
通常の Reaction Buffer に加え、リビート配列や高次構造をとりやすいテンプレートの増幅に効果的な Tuning Buffer も標準添付しています。



製品名	用途	Units	製品番号	価格 (税別)
LaboPass™ G-Taq	一般的な PCR amplification にお使いいただけます。	500	CMT 1001	¥ 23,000
		2,500	CMT 1005	¥ 97,000
		5,000	CMT 1010	¥ 175,000
LaboPass™ SP-Taq	3'→5' exonuclease 活性 (Proofreading 活性) があります。 G-Taq と比べ Fidelity が 4 ~ 6 倍高くなっています。 比較的長いフラグメント (3 ~ 30kb) の PCR amplification に最適です。	250	CMT 2001	¥ 17,500
		500	CMT 2002	¥ 30,000
		1,000	CMT 2004	¥ 59,000

※ メガ 3・メガ 5・メガ 10 のセット販売も行っています。
価格等の詳細は弊社 HP 「LaboPass™ Products」をご確認ください。

LaboPass™ DNA Purification 試薬キット

全製品スピンカラムタイプのため、煩雑な作業が不要で、短時間に目的 DNA を抽出することができます。



製品名	用途	Preps	製品番号	価格 (税別)
LaboPass™ Mini	1 ~ 10ml のバクテリア培養液からプラスミド DNA を迅速に抽出・精製できます。 得られたプラスミド DNA は、セルトランスフェクションやシーケンスにそのままお使いいただけます。(特に 20kb 以下のプラスミドに対して効果的です。)	50	CMP 0111	¥ 9,400
		200	CMP 0112	¥ 31,000
		1,000	CMP 0115	¥ 117,000
LaboPass™ Gel	TAE や TBE アガロースゲルから DNA フラグメントを抽出・精製するためのキットです。 低融点ゲルから標準的なアガロースゲルまでご使用いただけます。 (特に 100bp ~ 10kb までのフラグメントに対して効果的です。)	50	CMG 0111	¥ 10,500
		200	CMG 0112	¥ 33,000
LaboPass™ PCR	PCR または他の酵素反応液中から DNA フラグメントを簡単に精製するためのキットです。 精製後の DNA はそのままシーケンスやクローニング、その他アプリケーションでご使用いただけます。(特に 100bp ~ 50kb 以下のフラグメントに対して効果的です。)	50	CMR 0111	¥ 10,500
		200	CMR 0112	¥ 33,000
LaboPass™ Blood Mini	血液からゲノム DNA を抽出できます。 得られたゲノム DNA は PCR 反応などにご使用いただけます。	50	CMB 0111	¥ 19,000
		200	CMB 0112	¥ 66,000
		1,000	CMB 0115	¥ 292,000
LaboPass™ Tissue Mini	組織からゲノム DNA を抽出できます。 得られたゲノム DNA は PCR 反応などにご使用いただけます。	50	CME 0111	¥ 19,000
		200	CME 0112	¥ 66,000
		1,000	CME 0115	¥ 292,000

※ メガ 3・メガ 5・メガ 10 のセット販売も行っています。
価格等の詳細は弊社 HP 「LaboPass™ Products」をご確認ください。

LipoTrust™ シリーズ

高効率かつ血清存在下で使用できるトランスフェクション試薬です。



製品名	仕様	製品番号	価格 (税別)
LipoTrust™ EX Oligo	凍結乾燥品 1ml 用 (カチオン脂質 1 μmol 含有)	LEO-01	¥ 38,500
LipoTrust™ EX Gene	凍結乾燥品 1ml 用 (カチオン脂質 1 μmol 含有)	LEG-01	¥ 27,500
LipoTrust™ PE	凍結乾燥品 1ml 用 (カチオン脂質 1 μmol 含有)	LPE-01	¥ 15,000
LipoTrust™ CH	凍結乾燥品 1ml 用 (カチオン脂質 1 μmol 含有)	LCH-01	¥ 15,000

関連製品のご注文方法

弊社 HP より専用注文書をダウンロード、または注文フォームに必要事項をご記入の上、
E-mail、Web もしくは FAX にて送信してください。


E-mail : goods@hssnet.co.jp FAX : 0120-616-334 または 011-768-5951

※ 詳細は弊社 HP <https://www.hssnet.co.jp> にてご確認ください。


ストックシリーズ

耐水紙でディープフリーザーや極低温の試料保存も OK !
カラーバリエーションで整理にも便利です。

【1.5ml、2ml チューブ用】



【0.2ml、0.5ml チューブ用】



【1.5ml、2ml チューブ用】

製品名	仕様 ^{※1} (mm)	製品番号	入数 ^{※2}	価格 (税別)
① ストックプチ (9 本立)	W50× D50×H52	R-002-15	36 個入 (12 色 ×3)	¥ 12,600
② ストックミニ (24 本立)	W95× D65×H52	R-002-03	48 個入 (6 色 ×8)	¥ 19,200
③ ストックエス (48 本立)	W124× D95×H52	R-002-04	24 個入 (6 色 ×4)	¥ 12,000
④ ストックエル (96 本立)	W183× D124×H52	R-002-05	12 個入 (6 色 ×2)	¥ 8,400
⑤ ストックエム (81 本立)	W131× D131×H52	R-002-06	12 個入 (6 色 ×2)	¥ 13,200

【0.2ml、0.5ml チューブ用】

製品名	仕様 ^{※1} (mm)	製品番号	入数 ^{※2}	価格 (税別)
⑥ ストック Jr. ミニ (48 本立)	W93×D70×H38	R-002-01	48 個入 (6 色 ×8)	¥ 21,600
⑦ ストック Jr. エス (96 本立)	W138×D93×H38	R-002-02	24 個入 (6 色 ×4)	¥ 13,200

【0.2ml チューブ用】

製品名	仕様 ^{※1} (mm)	製品番号	入数 ^{※2}	価格 (税別)
⑧ ストック 8 連 Jr. ミニ (48 本立)	W87×D59×H28	R-002-17	48 個入 (6 色 ×8)	¥ 21,600

※1：記載サイズはフタをした状態の寸法です。 ※2：6色揃ったパックになります。特定の色の指定はできませんのでご了承ください。

※ メガ 10 のセット販売も行っています。
価格等の詳細は弊社 HP「ストックシリーズ」をご確認ください。

柄入リストックミニ

【柄入リストックミニ】



【1.5ml、2ml チューブ用】


製品名	仕様 [※] (mm)	製品番号	入数	価格 (税別)
柄入リストックミニ：リボン柄 (24 本立)	W95×D65×H52	R-002-20-8	8 個入	¥ 6,000
柄入リストックミニ：牛乳パック柄 (24 本立)		R-002-21-8		
柄入リストックミニ：雪柄 (24 本立)		R-002-22-8		
柄入リストックミニ：ひまわり柄 (24 本立)		R-002-23-8		
柄入リストックミニ：リボン柄 (24 本立)		R-002-20-48	48 個入	¥ 31,200
柄入リストックミニ：牛乳パック柄 (24 本立)		R-002-21-48		
柄入リストックミニ：雪柄 (24 本立)		R-002-22-48		
柄入リストックミニ：ひまわり柄 (24 本立)		R-002-23-48		

※ 記載サイズはフタをした状態の寸法です。

冷凍保存用ストック

【ディープフリーザー用 銀ストック】

従来の冷凍用ストックよりも材質に優れています。
氷などがつきにくく、非常に耐久性のある商品です。



【1.5ml、2ml チューブ用】

製品名	仕様 [※] (mm)	製品番号	入数	価格 (税別)
ストック C (81 本立)	W135×D135×H52	R-001-012	12 個入 (1 色)	¥ 13,200
ディープフリーザー用 銀ストック ミニ (24 本立)	W95× D65×H52	R-002-13	48 個入 (1 色)	¥ 24,000
ディープフリーザー用 銀ストック エス (48 本立)	W124× D95×H52	R-002-14	24 個入 (1 色)	¥ 14,400

※ 記載サイズはフタをした状態の寸法です。

アスペルギルス症 TR 薬剤耐性菌検出プローブセット

リアルタイム PCR のサイクリングプローブ法を用いて、*Aspergillus fumigatus* 株の cyp51A 遺伝子のプロモーター領域におけるリピート数を検出することで、*Aspergillus fumigatus* 株のアゾール系耐性を簡便かつ迅速に判別することを可能にします。



製品名	構成物	容量	反応数	製品番号	価格 (税別)
アスペルギルス症TR薬剤耐性菌検出プローブセット	TR mixture (2.5 X conc.)	480 μ l	50反応	ARA-PPS01	¥ 52,000
	Positive Control DNA	30 μ l	10反応		
	Negative Control DNA	30 μ l	10反応		

コロコロラック



製品名	仕様 (mm)	製品番号	入数	価格 (税別)
コロコロラック	W115 x D60 x H60	H2-31	20 個入 (5 色 × 4)	¥ 5,000

- ・3種類の遠沈管チューブ (50ml, 15ml, 試験管) に対応しています。
- ・中敷き付なので、長いチューブも安心ホールド。
- ・折りたたみ式ラックで、持ち運びや収納にも便利です。
- ・5種類のカラーバリエーションで、楽しい実験環境作りを提案します。

浮っきー

スポンジ製なので、ウォーターバスでお使いいただけます。



【ウォーターバス用チューブホルダー】

製品名	仕様 (mm)	製品番号	入数	価格 (税別)
浮っきー 5 枚組	W100×D120×H10 (穴：1.5ml×20個、0.5ml×12個)	R-003-01	5色×1組	¥ 1,500
浮っきー 10 枚組	材質：PEVA	R-003-02	5色×2組	¥ 3,000

【浮っきーラック】

- ・保存に優れ、輸送にもびったりな今までにない新感覚！
- ・フェノール、クロロホルムなど対薬品性に優れています。
- ・Lot など管理用ラベルもセットされています。




【浮っきー専用ラック】

製品名	仕様 ^{※1} (mm)	製品番号	入数 ^{※2}	価格 (税別)
浮っきーラック	W127×D107×H52 ラック形状：1.5ml×20 本 0.5ml×12 本	R-009-01	5 個入 (5 色)	¥ 7,500

※1：記載サイズはフタをした状態の寸法です。 ※2：色の指定はできませんのでご了承ください。

紙製チューブラック・遠沈管用ラック

折りたたみ式ラックで、持ち運びや収納にも便利です。



製品名	仕様 (mm)	製品番号	入数	価格 (税別)
紙製チューブラック (1.5ml チューブ 48 本立)	W202× D88×H23	R-008-03-01	12 個入	¥ 4,800
紙製チューブラック (1.5ml チューブ 72 本立)	W202× D125×H23	R-008-03-02	12 個入	¥ 5,040
遠沈管用ラック (15ml, 50ml チューブ)	W64×D192×H66	R-008-03-03	12 個入	¥ 4,800




X 線照射ユニットシステム

マウスなど小動物用の X 線照射ボックスです。

マウスなどの小動物の X 線照射を麻酔無処置で行うことができ、X 線照射前の検体処理が必要ありません。
また X 線照射後すぐに薬剤投与が行えます。
腫瘍を植え付けた目的箇所のみ的確に照射が可能です。
また、お使いの X 線照射装置・実験動物に合わせたご希望のサイズでの作製も承っています。

製品名	納期	製品番号	価格
X 線照射ユニットシステム	お問い合わせください (受注生産品となります)	R-004	お問い合わせ ください

～放射線放射システム(実用例)～



サーマルサイクラー PCR DuxCycler

パーソナルユース向けの設計でも高機能。最小クラスの置き場所に困らない超コンパクトサイズのサーマルサイクラーです。



項目	仕様詳細
外形寸法	150 (W) × 150 (D) × 150 (H) mm
重量	2.5kg
検体容量 / サイズ	25 ウェル / 0.2ml チューブ
入力電圧	AC 100 ~ 240V, 50/60Hz
加熱方法	ペルチェ
冷却方法	ペルチェ, 空冷
温度精度	±0.2°C
温度均一性	±0.2°C
蓋部温度	25 ~ 110°C
動作温度	20 ~ 40°C
動作湿度	20 ~ 80%
OS	Windows

製品名	価格 (税別)
サーマルサイクラー PCR DuxCycler	¥ 248,000

タンパク質発現ベクター

低温条件下でタンパク質発現が可能のため、中温条件下で「宿主細胞にとって致死性があるタンパク質」、「宿主細胞の増殖を阻害するタンパク質」、「封入体を形成し凝集するタンパク質」などの組換えタンパク質を発現・精製できることが期待できます。

Rhodococcus erythropolis L88 Competent Cells

製品名	製品番号	仕様	価格 (税別)
<i>Rhodococcus erythropolis</i> L88 Competent Cells	RE-L88	容量 : 500 μ l (100 μ l × 5本)	¥ 20,000

pTip, pNit, pCpi Vector シリーズ

製品名	Promoter	Selection	Replication	MCS	Size (bp)	Accession	製品番号	仕様	価格 (税別)
pTipQT1	tipA (inducible)	tetracycline	theta type	type1	8,207	AB127592.1	RE-0001	容量 : 10 μ g 濃度 : 100ng/ μ l	¥ 32,000
pTipQT2	tipA (inducible)	tetracycline	theta type	type2	8,211	AB127593.1	RE-0002		
pTipRT1	tipA (inducible)	tetracycline	rolling circle	type1	8,275	AB127596.1	RE-0003		
pTipRT2	tipA (inducible)	tetracycline	rolling circle	type2	8,279	AB127597.1	RE-0004		
pTipQC1	tipA (inducible)	chloramphenicol	theta type	type1	8,343	AB127590.1	RE-0005		
pTipQC2	tipA (inducible)	chloramphenicol	theta type	type2	8,388	AB127591.1	RE-0006		
pTipRC1	tipA (inducible)	chloramphenicol	rolling circle	type1	8,452	AB127594.1	RE-0007		
pTipRC2	tipA (inducible)	chloramphenicol	rolling circle	type2	8,456	AB127595.1	RE-0008		
pNitQT1	nit(constitutive)	tetracycline	theta type	type1	5,984	AB127600.1	RE-0009		
pNitQT2	nit(constitutive)	tetracycline	theta type	type2	5,988	AB127601.1	RE-0010		
pNitRT1	nit(constitutive)	tetracycline	rolling circle	type1	6,058	AB127604.1	RE-0011		
pNitRT2	nit(constitutive)	tetracycline	rolling circle	type2	6,062	AB127605.1	RE-0012		
pNitQC1	nit(constitutive)	chloramphenicol	theta type	type1	6,153	AB127598.1	RE-0013		
pNitQC2	nit(constitutive)	chloramphenicol	theta type	type2	6,157	AB127599.1	RE-0014		
pNitRC1	nit(constitutive)	chloramphenicol	rolling circle	type1	6,227	AB127602.1	RE-0015		
pNitRC2	nit(constitutive)	chloramphenicol	rolling circle	type2	6,231	AB127603.1	RE-0016		
pCpiQT1	Cpi(constitutive)	tetracycline	theta type	type1	5,923	-	RE-0017		
pCpiQT2	Cpi(constitutive)	tetracycline	theta type	type2	5,926	-	RE-0018		
pCpiRT1	Cpi(constitutive)	tetracycline	rolling circle	type1	5,997	-	RE-0019		
pCpiRT2	Cpi(constitutive)	tetracycline	rolling circle	type2	6,000	-	RE-0020		
pCpiQC1	Cpi(constitutive)	chloramphenicol	theta type	type1	6,092	-	RE-0021		
pCpiQC2	Cpi(constitutive)	chloramphenicol	theta type	type2	6,095	-	RE-0022		
pCpiRC1	Cpi(constitutive)	chloramphenicol	rolling circle	type1	6,166	-	RE-0023		
pCpiRC2	Cpi(constitutive)	chloramphenicol	rolling circle	type2	6,169	-	RE-0024		

代理店

 北海道システム・サイエンス株式会社

〒001-0932 札幌市北区新川西2条1丁目2-1

☎ 0120-613-190

TEL : 011-768-5901 FAX : 011-768-5951

E-mail : goods@hssnet.co.jp

URL : <https://www.hssnet.co.jp>

※ 製品の仕様・価格は予告無しに変更する場合がございます。