


関連製品一覧

ストックシリーズ（通常仕様）

-80℃
保存可能

耐水紙を使用し、ディープフリーザーや極低温での
試料保存にも対応！
豊富なカラーバリエーションで整理が簡単にできます。

【1.5ml、2ml チューブ用】



【1.5ml、2ml チューブ用】

製品名	収納本数	フタ付き外寸 (mm)	製品番号	入数	価格 (税別)
ストックプチ	9本立 (3×3)	W50× D50×H52	R-002-15	36 個入 (12 色 ×3)	¥ 12,600
ストックミニ	24本立 (6×4)	W95× D65×H52	R-002-03	48 個入 (6 色 ×8)	¥ 19,200
ストックエス	48本立 (8×6)	W124× D95×H52	R-002-04	24 個入 (6 色 ×4)	¥ 12,000
ストックエル	96本立 (12×8)	W183× D124×H52	R-002-05	12 個入 (6 色 ×2)	¥ 8,400
ストックエム	81本立 (9×9)	W131× D131×H52	R-002-06	12 個入 (6 色 ×2)	¥ 13,200

【0.2ml、0.5ml チューブ用】

製品名	収納本数	フタ付き外寸 (mm)	製品番号	入数	価格 (税別)
ストック Jr. ミニ	48本立 (8×6)	W93× D70×H38	R-002-01	48 個入 (6 色 ×8)	¥ 21,600
ストック Jr. エス	96本立 (12×8)	W138× D93×H38	R-002-02	24 個入 (6 色 ×4)	¥ 13,200

【0.2ml、0.5ml チューブ用】



【0.2ml チューブ用】

製品名	収納本数	フタ付き外寸 (mm)	製品番号	入数	価格 (税別)
ストック 8 連 Jr. ミニ	48本立 (8×6)	W87× D59×H28	R-002-17	48 個入 (6 色 ×8)	¥ 21,600

【メガセット（10 ケース）】

まとめてご購入いただけるお得なセットです。



【1.5ml、2ml チューブ用】

製品名	収納本数	フタ付き外寸 (mm)	製品番号	入数	価格 (税別)
メガストックプチ	9本立 (3×3)	W50× D50×H52	R-002-16	360 個入 (12 色 ×30)	¥ 113,000
メガストックミニ	24本立 (6×4)	W95× D65×H52	R-002-09	480 個入 (6 色 ×80)	¥ 176,000
メガストックエス	48本立 (8×6)	W124× D95×H52	R-002-10	240 個入 (6 色 ×40)	¥ 113,000
メガストックエル	96本立 (12×8)	W183× D124×H52	R-002-11	120 個入 (6 色 ×20)	¥ 82,000
メガストックエム	81本立 (9×9)	W131× D131×H52	R-002-12	120 個入 (6 色 ×20)	¥ 125,000

【0.2ml、0.5ml チューブ用】

製品名	収納本数	フタ付き外寸 (mm)	製品番号	入数	価格 (税別)
メガストック Jr. ミニ	48本立 (8×6)	W93× D70×H38	R-002-07	480 個入 (6 色 ×80)	¥ 201,000
メガストック Jr. エス	96本立 (12×8)	W138× D93×H38	R-002-08	240 個入 (6 色 ×40)	¥ 125,000

【0.2ml チューブ用】

製品名	収納本数	フタ付き外寸 (mm)	製品番号	入数	価格 (税別)
メガストック 8 連 Jr. ミニ	48本立 (8×6)	W87× D59×H28	R-002-18	480 個入 (6 色 ×80)	¥ 201,000

【アソートセット】

収納に便利な 3 種類のサイズが、これ 1 つで揃います！



製品名	アソート構成	製品番号	価格 (税別)
ストックアソート	ストックミニ16個・エス8個・エル4個	R-002-19	¥ 16,000


※ 6 色からランダムに組み合わせてお届けします。

ストックシリーズ（特殊仕様）

-80℃
保存可能

【ストック C】

表面撥水加工で、シール貼り剥がし・マーカー書き消しが繰り返し可能です。



【1.5ml、2ml チューブ用】

製品名	収納本数	フタ付き外寸 (mm)	製品番号	入数	価格 (税別)
ストック C ミニ	24本立 (6×4)	W98× D66×H52	R-002-31	48 個入 (1 色)	¥ 21,600
ストック C	81本立 (9×9)	W135×D135×H52	R-002-30	12 個入 (1 色)	¥ 14,400

【ディープフリーザー用 銀ストック】

従来の冷凍用ストックよりも高品質な材質を採用。氷の付着を防ぎ、優れた耐久性を実現した商品です。



【1.5ml、2ml チューブ用】

製品名	収納本数	フタ付き外寸 (mm)	製品番号	入数	価格 (税別)
ディープフリーザー用 銀ストック ミニ	24本立 (6×4)	W95×D65×H52	R-002-13	48 個入 (1 色)	¥ 24,000
ディープフリーザー用 銀ストック エス	48本立 (8×6)	W124×D95×H52	R-002-14	12 個入 (1 色)	¥ 14,400

【柄入リストックミニ】



【1.5ml、2ml チューブ用】

製品名	収納本数	フタ付き外寸 (mm)	製品番号	入数	価格 (税別)
柄入リストックミニ：リボン柄	24本立 (6×4)	W95×D65×H52	R-002-20-8	8 個入	¥ 6,000
柄入リストックミニ：牛乳パック柄			R-002-21-8		
柄入リストックミニ：雪柄			R-002-22-8		
柄入リストックミニ：ひまわり柄			R-002-23-8		
柄入リストックミニ：リボン柄			R-002-20-48	48 個入	¥ 31,200
柄入リストックミニ：牛乳パック柄			R-002-21-48		
柄入リストックミニ：雪柄			R-002-22-48		
柄入リストックミニ：ひまわり柄			R-002-23-48		

浮っきー

【ウォーターバス用チューブホルダー】

スポンジ製なので、ウォーターバスでお使いいただけます。



【ウォーターバス用チューブホルダー】

製品名	仕様 (mm)	製品番号	入数	価格 (税別)
浮っきー 5 枚組	W100×D120×H10 (穴：1.5ml×20 個、0.5ml×12 個) 材質：PEVA	R-003-01	5 色×1 組	¥ 1,500
浮っきー 10 枚組		R-003-02	5 色×2 組	¥ 3,000

【浮っきーラック】

- ・保存に優れ、輸送にもぴったりな今までにない新感覚！
- ・フェノール、クロロホルムなど対薬品性に優れています。
- ・Lot など管理用ラベルもセットされております。




【浮っきー専用ラック】

製品名	仕様 ^{※1} (mm)	製品番号	入数 ^{※2}	価格 (税別)
浮っきーラック	W127×D107×H52 ラック形状：1.5ml×20 本 0.5ml×12 本	R-009-01	5 個入 (5 色)	¥ 7,500

※1：記載サイズはフタをした状態の寸法です。 ※2：色の指定はできませんのでご了承ください。

8 連チューブ（独立型フラットキャップ付き）

各チューブに独立したキャップ付きの高品質8連チューブ。



製品名	製品番号	入数	価格（税別）
PCR Tube 0.2 ml Clear 8-Strip Attached Flat Cap	T802	120strip	¥ 13,500

- ・独立型キャップがコンタミとサンプルの蒸発を防ぎ、結果の信頼性を高めます。
- ・フラットキャップのため手書きラベルが可能です。
- ・Thin-Wall 設計で熱伝導性に優れ、PCR 効率を向上します。

コロコロラック



製品名	仕様（mm）	製品番号	入数	価格（税別）
コロコロラック	W115×D60×H60	H2-31	20 個入（5 色 × 4）	¥ 5,000

- ・3 種類の遠沈管チューブ（50ml、15ml、試験管）に対応しています。
- ・中敷き付なので、長いチューブも安心ホールド。
- ・折りたたみ式ラックで、持ち運びや収納にも便利です。
- ・5 種類のカラーバリエーションで、楽しい実験環境作りを提案します。

紙製チューブラック・遠沈管用ラック

折りたたみ式ラックで、持ち運びや収納にも便利です。



製品名	仕様（mm）	製品番号	入数	価格（税別）
紙製チューブラック（1.5ml チューブ 48 本立）	W202× D88×H23	R-008-03-01	12 個入	¥ 4,800
紙製チューブラック（1.5ml チューブ 72 本立）	W202×D125×H23	R-008-03-02	12 個入	¥ 5,040
遠沈管用ラック（15ml、50ml チューブ）	W64×D192×H66	R-008-03-03	12 個入	¥ 4,800

X 線照射ユニットシステム

マウスなど小動物用の X 線照射ボックスです。


マウスなどの小動物の X 線照射を麻酔無処置で行うことができ、X 線照射前の検体処理が必要ありません。

また X 線照射後すぐに薬剤投与が行えます。


腫瘍を植え付けた目的箇所のに的確に照射が可能です。

また、お使いの X 線照射装置・実験動物に合わせたご希望のサイズでの作製も承っています。

製品名	納期	製品番号	価格
X 線照射ユニットシステム	お問い合わせください （受注生産品となります）	R-004	お問い合わせ ください



～放射線放射システム(実用例)～



アスペルギルス症 TR 薬剤耐性菌検出プローブセット

リアルタイム PCR のサイクリングプローブ法を用いて、*Aspergillus fumigatus* 株の cyp51A 遺伝子のプロモーター領域におけるリピート数を検出することで、*Aspergillus fumigatus* 株のアゾール系耐性を簡便かつ迅速に判別することを可能にします。



製品名	構成物	容量	反応数	製品番号	価格（税別）
アスペルギルス症TR薬剤耐性菌検出プローブセット	TR mixture (2.5 X conc.)	480 μ l	50反応	ARA-PPS01	¥ 52,000
	Positive Control DNA	30 μ l	10反応		
	Negative Control DNA	30 μ l	10反応		

LipoTrust™シリーズ

高効率かつ血清存在下で使用できるトランスフェクション試薬です。



製品名	仕様	製品番号	価格（税別）
LipoTrust™ EX Oligo	凍結乾燥品 1ml 用（カチオン脂質 1 μmol 含有）	LEO-01	¥ 38,500
LipoTrust™ EX Gene	凍結乾燥品 1ml 用（カチオン脂質 1 μmol 含有）	LEG-01	¥ 27,500
LipoTrust™ PE	凍結乾燥品 1ml 用（カチオン脂質 1 μmol 含有）	LPE-01	¥ 15,000
LipoTrust™ CH	凍結乾燥品 1ml 用（カチオン脂質 1 μmol 含有）	LCH-01	¥ 15,000

タンパク質発現ベクター

低温条件下でタンパク質発現が可能のため、中温条件下で「宿主細胞にとって致死性があるタンパク質」、「宿主細胞の増殖を阻害するタンパク質」、「封入体を形成し凝集するタンパク質」などの組換えタンパク質を発現・精製できることが期待できます。

Rhodococcus erythropolis L88 Competent Cells

製品名	製品番号	仕様	価格（税別）
Rhodococcus erythropolis L88 Competent Cells	RE-L88	容量：500 μl (100 μl × 5本)	¥ 20,000

pTip, pNit, pCpi Vector シリーズ

製品名	Promoter	Selection	Replication	MCS	Size (bp)	Accession	製品番号	仕様	価格（税別）
pTipQT1	tipA (inducible)	tetracycline	theta type	type1	8,207	AB127592.1	RE-0001	容量：10 μg 濃度：100ng/μl	¥ 32,000
pTipQT2	tipA (inducible)	tetracycline	theta type	type2	8,211	AB127593.1	RE-0002		
pTipRT1	tipA (inducible)	tetracycline	rolling circle	type1	8,275	AB127596.1	RE-0003		
pTipRT2	tipA (inducible)	tetracycline	rolling circle	type2	8,279	AB127597.1	RE-0004		
pTipQC1	tipA (inducible)	chloramphenicol	theta type	type1	8,343	AB127590.1	RE-0005		
pTipQC2	tipA (inducible)	chloramphenicol	theta type	type2	8,388	AB127591.1	RE-0006		
pTipRC1	tipA (inducible)	chloramphenicol	rolling circle	type1	8,452	AB127594.1	RE-0007		
pTipRC2	tipA (inducible)	chloramphenicol	rolling circle	type2	8,456	AB127595.1	RE-0008		
pNitQT1	nit(constitutive)	tetracycline	theta type	type1	5,984	AB127600.1	RE-0009		
pNitQT2	nit(constitutive)	tetracycline	theta type	type2	5,988	AB127601.1	RE-0010		
pNitRT1	nit(constitutive)	tetracycline	rolling circle	type1	6,058	AB127604.1	RE-0011		
pNitRT2	nit(constitutive)	tetracycline	rolling circle	type2	6,062	AB127605.1	RE-0012		
pNitQC1	nit(constitutive)	chloramphenicol	theta type	type1	6,153	AB127598.1	RE-0013		
pNitQC2	nit(constitutive)	chloramphenicol	theta type	type2	6,157	AB127599.1	RE-0014		
pNitRC1	nit(constitutive)	chloramphenicol	rolling circle	type1	6,227	AB127602.1	RE-0015		
pNitRC2	nit(constitutive)	chloramphenicol	rolling circle	type2	6,231	AB127603.1	RE-0016		
pCpiQT1	Cpi(constitutive)	tetracycline	theta type	type1	5,923	-	RE-0017		
pCpiQT2	Cpi(constitutive)	tetracycline	theta type	type2	5,926	-	RE-0018		
pCpiRT1	Cpi(constitutive)	tetracycline	rolling circle	type1	5,997	-	RE-0019		
pCpiRT2	Cpi(constitutive)	tetracycline	rolling circle	type2	6,000	-	RE-0020		
pCpiQC1	Cpi(constitutive)	chloramphenicol	theta type	type1	6,092	-	RE-0021		
pCpiQC2	Cpi(constitutive)	chloramphenicol	theta type	type2	6,095	-	RE-0022		
pCpiRC1	Cpi(constitutive)	chloramphenicol	rolling circle	type1	6,166	-	RE-0023		
pCpiRC2	Cpi(constitutive)	chloramphenicol	rolling circle	type2	6,169	-	RE-0024		

関連製品のご注文方法

弊社 HP より専用注文書をダウンロード、または注文フォームに必要事項をご記入のうえ、E-mail、Web もしくは FAX にて送信してください。

E-mail：goods@hssnet.co.jp FAX：0120-616-334 または 011-768-5951

※ 詳細は弊社 HP <https://www.hssnet.co.jp> にてご確認ください。

代理店

 北海道システム・サイエンス株式会社

〒001-0932 札幌市北区新川西2条1丁目2-1

☎ 0120-613-190

TEL：011-768-5901 FAX：011-768-5951

E-mail：goods@hssnet.co.jp

URL：https://www.hssnet.co.jp

※ 製品の仕様・価格は予告無しに変更する場合がございます。