


関連製品一覧

ストックシリーズ (通常仕様)

-80℃
保存可能

耐水紙を使用し、ディープフリーザーや極低温での試料保存にも対応!
豊富なカラーバリエーションで整理が簡単にできます。

【1.5ml、2ml チューブ用】



【1.5ml、2ml チューブ用】

製品名	収納本数	フタ付き外寸 (mm)	製品番号	入数	価格 (税別)
ストックプチ	9本立 (3×3)	W50× D50×H52	R-002-15	36個入 (12色×3)	¥15,300
ストックミニ	24本立 (6×4)	W95× D65×H52	R-002-03	48個入 (6色×8)	¥22,800
ストックエス	48本立 (8×6)	W124× D95×H52	R-002-04	24個入 (6色×4)	¥14,400
ストックエル	96本立 (12×8)	W183×D124×H52	R-002-05	12個入 (6色×2)	¥9,600
ストックエム	81本立 (9×9)	W131×D131×H52	R-002-06	12個入 (6色×2)	¥15,600

【0.2ml、0.5ml チューブ用】

製品名	収納本数	フタ付き外寸 (mm)	製品番号	入数	価格 (税別)
ストック Jr. ミニ	48本立 (8×6)	W93×D70×H38	R-002-01	48個入 (6色×8)	¥25,900
ストック Jr. エス	96本立 (12×8)	W138×D93×H38	R-002-02	24個入 (6色×4)	¥15,600

【0.2ml、0.5ml チューブ用】



【0.2ml チューブ用】

製品名	収納本数	フタ付き外寸 (mm)	製品番号	入数	価格 (税別)
ストック 8連 Jr. ミニ	48本立 (8×6)	W87×D59×H28	R-002-17	48個入 (6色×8)	¥25,900

【メガセット (10 ケース)】

まとめてご購入いただけるお得なセットです。



※ 上記の通常販売分を 10 セットまとめて納品します。

【1.5ml、2ml チューブ用】

製品名	収納本数	フタ付き外寸 (mm)	製品番号	入数	価格 (税別)
メガストックプチ	9本立 (3×3)	W50× D50×H52	R-002-16	360個入 (12色×30)	¥137,700
メガストックミニ	24本立 (6×4)	W95× D65×H52	R-002-09	480個入 (6色×80)	¥205,200
メガストックエス	48本立 (8×6)	W124× D95×H52	R-002-10	240個入 (6色×40)	¥129,600
メガストックエル	96本立 (12×8)	W183×D124×H52	R-002-11	120個入 (6色×20)	¥86,400
メガストックエム	81本立 (9×9)	W131×D131×H52	R-002-12	120個入 (6色×20)	¥140,400

【0.2ml、0.5ml チューブ用】

製品名	収納本数	フタ付き外寸 (mm)	製品番号	入数	価格 (税別)
メガストック Jr. ミニ	48本立 (8×6)	W93×D70×H38	R-002-07	480個入 (6色×80)	¥233,100
メガストック Jr. エス	96本立 (12×8)	W138×D93×H38	R-002-08	240個入 (6色×40)	¥140,400

【0.2ml チューブ用】

製品名	収納本数	フタ付き外寸 (mm)	製品番号	入数	価格 (税別)
メガストック 8連 Jr. ミニ	48本立 (8×6)	W87×D59×H28	R-002-18	480個入 (6色×80)	¥233,100

【アソートセット】

収納に便利な 3 種類のサイズが、これ 1 つで揃います!



※ 上記を 4 セットまとめて納品します。

製品名	アソート構成	製品番号	価格 (税別)
ストックアソート	ストックミニ16個・エス8個・エル4個	R-002-19	¥18,900

※ 6 色からランダムに組み合わせてお届けします。

ストックシリーズ (特殊仕様)

-80℃
保存可能

【ストック】

表面撥水加工で、シール貼り剥がし・マーカー書き消しが繰り返し可能です。




【1.5ml、2ml チューブ用】

製品名	収納本数	フタ付き外寸 (mm)	製品番号	入数	価格 (税別)
ストック C ミニ	24本立 (6×4)	W98×D66×H52	R-002-31	48 個入 (1 色)	¥25,900
ストック C	81本立 (9×9)	W135×D135×H52	R-002-30	12 個入 (1 色)	¥17,100

【ディープフリーザー用 銀ストック】

従来の冷凍用ストックよりも高品質な材質を採用。氷の付着を防ぎ、優れた耐久性を実現した商品です。



【1.5ml、2ml チューブ用】

製品名	収納本数	フタ付き外寸 (mm)	製品番号	入数	価格 (税別)
ディープフリーザー用 銀ストック ミニ	24本立 (6×4)	W95×D65×H52	R-002-13	48 個入 (1 色)	¥28,800
ディープフリーザー用 銀ストック エス	48本立 (8×6)	W124×D95×H52	R-002-14	12 個入 (1 色)	¥17,400

【柄入りストックミニ】



【1.5ml、2ml チューブ用】

製品名	収納本数	フタ付き外寸 (mm)	製品番号	入数	価格 (税別)
柄入りストックミニ：リボン柄	24本立 (6×4)	W95×D65×H52	R-002-20-8	8 個入	¥7,200
柄入りストックミニ：牛乳パック柄			R-002-21-8		
柄入りストックミニ：雪柄			R-002-22-8		
柄入りストックミニ：ひまわり柄			R-002-23-8		
柄入りストックミニ：リボン柄	24本立 (6×4)	W95×D65×H52	R-002-20-48	48 個入	¥37,200
柄入りストックミニ：牛乳パック柄			R-002-21-48		
柄入りストックミニ：雪柄			R-002-22-48		
柄入りストックミニ：ひまわり柄			R-002-23-48		

浮っきー

【ウォーターバス用チューブホルダー】

スポンジ製なので、ウォーターバスでお使いいただけます。



【ウォーターバス用チューブホルダー】

製品名	仕様 (mm)	製品番号	入数	価格 (税別)
浮っきー 5 枚組	W100×D120×H10 (穴：1.5ml×20個、0.5ml×12個) 材質：PEVA	R-003-01	5色×1組	¥1,800
浮っきー 10 枚組		R-003-02	5色×2組	¥3,600

【浮っきーラック】

- ・保存に優れ、輸送にもぴったりな今までにない新感覚！
- ・フェノール、クロロホルムなど対薬品性に優れています。
- ・Lot など管理用ラベルもセットされています。



【浮っきー専用ラック】

製品名	仕様 ^{※1} (mm)	製品番号	入数 ^{※2}	価格 (税別)
浮っきーラック	W127×D107×H52 ラック形状：1.5ml×20本 0.5ml×12本	R-009-01	5 個入 (5 色)	¥7,500

※1：記載サイズはフタをした状態の寸法です。 ※2：色の指定はできませんのでご了承ください。

8連チューブ (独立型フラットキャップ付き)

各チューブに独立したキャップ付きの高品質8連チューブ。



製品名	製品番号	入数	価格 (税別)
PCR Tube 0.2 ml Clear 8-Strip Attached Flat Cap	T802	120strip	¥ 13,500

- ・独立型キャップがコンタミとサンプルの蒸発を防ぎ、結果の信頼性を高めます。
- ・フラットキャップのため手書きラベルが可能です。
- ・Thin-Wall 設計で熱伝導性に優れ、PCR 効率を向上します。

コロコロラック




製品名	仕様 (mm)	製品番号	入数	価格 (税別)
コロコロラック	W115 x D60 x H60	H2-31	20 個入 (5 色 x 4)	¥ 6,000

- ・3種類の遠沈管チューブ (50ml, 15ml, 試験管) に対応しています。
- ・中敷き付なので、長いチューブも安心ホールド。
- ・折りたたみ式ラックで、持ち運びや収納にも便利です。
- ・5種類のカラーバリエーションで、楽しい実験環境作りを提案します。

紙製チューブラック・遠沈管用ラック

折りたたみ式ラックで、持ち運びや収納にも便利です。



製品名	仕様 (mm)	製品番号	入数	価格 (税別)
紙製チューブラック (1.5ml チューブ 48 本立)	W202 x D88 x H23	R-008-03-01	12 個入	¥ 4,800
紙製チューブラック (1.5ml チューブ 72 本立)	W202 x D125 x H23	R-008-03-02	12 個入	¥ 5,040
遠沈管用ラック (15ml, 50ml チューブ)	W64 x D192 x H66	R-008-03-03	12 個入	¥ 4,800

X線照射ユニットシステム

マウスなど小動物用の X 線照射ボックスです。

マウスなどの小動物の X 線照射を麻酔無処置で行うことができ、X 線照射前の検体処理が必要ありません。


また X 線照射後すぐに薬剤投与が行えます。

腫瘍を植え付けた目的箇所のみに的確に照射が可能です。

また、お使いの X 線照射装置・実験動物に合わせたご希望のサイズでの作製も承っています。

製品名	納期	製品番号	価格
X 線照射ユニットシステム	お問い合わせください (受注生産品となります)	R-004	お問い合わせ ください

～放射線照射システム(実用例)～



アスペルギルス症 TR 薬剤耐性菌検出プローブセット

リアルタイム PCR のサイクリングプローブ法を用いて、*Aspergillus fumigatus* 株の cyp51A 遺伝子のプロモーター領域におけるリピート数を検出することで、*Aspergillus fumigatus* 株のアゾール系耐性を簡便かつ迅速に判別することを可能にします。



製品名	構成物	容量	反応数	製品番号	価格 (税別)
アスペルギルス症TR薬剤耐性菌検出プローブセット	TR mixture (2.5 X conc.)	480 μ l	50反応	ARA-PPS01	¥ 52,000
	Positive Control DNA	30 μ l	10反応		
	Negative Control DNA	30 μ l	10反応		

タンパク質発現ベクター

低温条件下でタンパク質発現が可能のため、中温条件下で「宿主細胞にとって致死性があるタンパク質」、「宿主細胞の増殖を阻害するタンパク質」、「封入体を形成し凝集するタンパク質」などの組換えタンパク質を発現・精製できることが期待できます。

Rhodococcus erythropolis L88 Competent Cells

製品名	製品番号	仕様	価格 (税別)
Rhodococcus erythropolis L88 Competent Cells	RE-L88	容量：500 μ l (100 μ l \times 5本)	¥24,000

pTip, pNit, pCpi Vector シリーズ

製品名	Promoter	Selection	Replication	MCS	Size (bp)	Accession	製品番号	仕様	価格 (税別)
pTipQT1	tipA (inducible)	tetracycline	theta type	type1	8,207	AB127592.1	RE-0001	容量：10 μ g 濃度：100ng/ μ l	¥38,400
pTipQT2	tipA (inducible)	tetracycline	theta type	type2	8,211	AB127593.1	RE-0002		
pTipRT1	tipA (inducible)	tetracycline	rolling circle	type1	8,275	AB127596.1	RE-0003		
pTipRT2	tipA (inducible)	tetracycline	rolling circle	type2	8,279	AB127597.1	RE-0004		
pTipQC1	tipA (inducible)	chloramphenicol	theta type	type1	8,343	AB127590.1	RE-0005		
pTipQC2	tipA (inducible)	chloramphenicol	theta type	type2	8,388	AB127591.1	RE-0006		
pTipRC1	tipA (inducible)	chloramphenicol	rolling circle	type1	8,452	AB127594.1	RE-0007		
pTipRC2	tipA (inducible)	chloramphenicol	rolling circle	type2	8,456	AB127595.1	RE-0008		
pNitQT1	nit(constitutive)	tetracycline	theta type	type1	5,984	AB127600.1	RE-0009		
pNitQT2	nit(constitutive)	tetracycline	theta type	type2	5,988	AB127601.1	RE-0010		
pNitRT1	nit(constitutive)	tetracycline	rolling circle	type1	6,058	AB127604.1	RE-0011		
pNitRT2	nit(constitutive)	tetracycline	rolling circle	type2	6,062	AB127605.1	RE-0012		
pNitQC1	nit(constitutive)	chloramphenicol	theta type	type1	6,153	AB127598.1	RE-0013		
pNitQC2	nit(constitutive)	chloramphenicol	theta type	type2	6,157	AB127599.1	RE-0014		
pNitRC1	nit(constitutive)	chloramphenicol	rolling circle	type1	6,227	AB127602.1	RE-0015		
pNitRC2	nit(constitutive)	chloramphenicol	rolling circle	type2	6,231	AB127603.1	RE-0016		
pCpiQT1	Cpi(constitutive)	tetracycline	theta type	type1	5,923	-	RE-0017		
pCpiQT2	Cpi(constitutive)	tetracycline	theta type	type2	5,926	-	RE-0018		
pCpiRT1	Cpi(constitutive)	tetracycline	rolling circle	type1	5,997	-	RE-0019		
pCpiRT2	Cpi(constitutive)	tetracycline	rolling circle	type2	6,000	-	RE-0020		
pCpiQC1	Cpi(constitutive)	chloramphenicol	theta type	type1	6,092	-	RE-0021		
pCpiQC2	Cpi(constitutive)	chloramphenicol	theta type	type2	6,095	-	RE-0022		
pCpiRC1	Cpi(constitutive)	chloramphenicol	rolling circle	type1	6,166	-	RE-0023		
pCpiRC2	Cpi(constitutive)	chloramphenicol	rolling circle	type2	6,169	-	RE-0024		

関連製品のご注文方法

弊社 HP より専用注文書をダウンロード、または注文フォームに必要事項をご記入のうえ、E-mail、Web もしくは FAX にて送信してください。


E-mail：goods@hssnet.co.jp FAX：0120-616-334 または 011-768-5951

※ 詳細は弊社 HP <https://www.hssnet.co.jp> にてご確認ください。

代理店

 北海道システム・サイエンス株式会社

〒001-0932 札幌市北区新川西2条1丁目2-1

 0120-613-190

TEL：011-768-5901 FAX：011-768-5951

E-mail：goods@hssnet.co.jp

URL：https://www.hssnet.co.jp

※ 製品の仕様・価格は予告無しに変更する場合がございます。