

DNA 製品の液体化サービスについてのご案内

当社オリゴ製品は従来の乾燥品（標準仕様）に加え、液体状態での納品にも対応しております。液体化納品をご利用いただくことで、溶解の手間が省け、実験準備の効率化が図れます。

■ 液体化対応製品一覧

- 乾燥品（標準）
- 液体化納品（無料オプション）

合成スケール	対応塩基数	納品形態	溶媒（※2）	濃度
OLIGO KIDS	11-30 mer	乾燥品 または 液体（※1）	水 または TE バッファー	50μM または 100μM
25 nmol	11-30 mer			
0.05 μmol	11-50 mer			
0.2 μmol	~99 mer			
1 μmol	~200 mer			

※1 最終液量が 1.5mL を超える場合は、別途ご相談させていただきます。

※2 溶媒は、水（超純水装置を使用）または TE バッファー（10 mM Tris-HCl, pH 8.0, 1mM EDTA）です。

※ HPLC 精製品、PAGE 精製品、特殊修飾品も対応可能です。お気軽にご相談ください。

納品形態、液体化のご注文方法

Web からの依頼方法

1. 当社 Web サイトにてお客様のアカウントでログイン

https://hss-websv.hssnet.jp/Login_Form.aspx

2. 「DNA・RNA のご注文」ページへアクセス

メニューより「DNA・RNA のご注文」をクリックします。

3. ご注文内容の入力

お届け先情報、ご注文者情報、合成スケール、精製方法を選択し、「次へ」をクリックします。

4. 液体化のご希望内容を記載

画面下部の1本目「HSSへのコメント」欄に、以下の情報をご記載ください。

* ご指定がない場合は、乾燥品にて納品いたします。

- 溶媒 : 水または TE バッファー

- 濃度 : 50 μ M または 100 μ M

例 : すべて TE で 100 μ M に溶解

ご注文シーケンス入力

HOME > ご注文情報入力 > ご注文シーケンス入力

ファイルインポート

エクセルファイル（A列シーケンス名、B列配列）を「テキスト(タブ区切り)」もしくは「CSV(カンマ区切り)」で保存したファイルをインポート可能です。(最大本数 999本迄)
※詳細はこちらをご覧ください。CSV形式のサンプルファイルはこちら[[import.csv](#)]

ファイルの選択

ファイルが選択されていません

ファイルアップロード

ご注文履歴参照

ブラウザのポップアップブロックが設定されている場合にはご注文履歴を表示できません。
ポップアップブロックを解除してご使用ください。

No. 1シーケンス名			
合成スケール	OLIGO KIDS	精製方法	ゲル濾過精製
修飾	1:	2:	3:
配列	5' 3'		
HSSへのコメント			

こちらにご記載ください

× この1本を削除

1本追加する 5本追加する 10本追加する

シーケンス名: デュープラベルへの印字は半角20文字程度までとなります。
配列: 半角英数字にてお願いいたします。確認画面では小文字は大文字に変換され、空白、- (ハイフン) が削除されます。
機嫌依存文字(特殊文字)は使用しないようお願いいたします。
RNA、DNAとのキメラ合成、鎖中修飾をご希望の際は、HSSへのコメント欄に位置をご指定下さい。
スケール、精製方法の異なる(納期が異なる)ものをご注文いただく場合は、それぞれ分けてご注文ください。
一欄にご注文いただいた場合は一番長い納期のものに合わせ納品させていただきます。

メールでの注文方法

1. 当社 Web サイトにて「注文書ダウンロード : DNA・RNA・特殊合成」へアクセス

<https://hssnet.co.jp/order/download01/>

2. 注文書をダウンロード

ご注文内容に応じて、該当する「未修飾 DNA 合成注文書」または「修飾 DNA 合成注文書 および RNA 合成注文書」をダウンロードのうえ、ご利用ください。

3. ご注文内容の入力

お届け先情報、ご注文者情報、合成スケール、精製方法、製品仕様などをご記載ください。

4. 液体化のご希望内容を記載

注文書内 1 本目の「特記事項」欄に、以下の内容を明記してください。

* ご指定がない場合は、乾燥品にて納品いたします。

- 溶媒 : 水または TE バッファー

- 濃度 : 50 μ M または 100 μ M

例 : すべて TE で 100 μ M に溶解

A	B	C	D	E	F	G
枝番 No.	シーケンス名 Sequence name	配列 Sequence(5' to 3')	塩基数 Length	合成スケール Synthesis scale	精製方法 Purification	特記事項 special comment
1			0			
2			0			
3			0			
4			0			
5			0			

こちらにご記載ください

* 1 本目の特記事項欄に液体の種類、濃度をご記載ください。

5. 注文書をメールで送付

記入済みの注文書を、dna@hssnet.co.jp 宛にお送りください

▼ 記載例

コメントは 1 本目 の「HSS コメントもしくは特記事項」の欄にご記載ください。

【すべての DNA 製品を液体化する場合】

例「全て TE バッファーにて 100 μ M に溶解」

【一部の DNA 製品のみ液体化する場合】

例「枝番号 1、3 のみ TE バッファーで 50 μ M に溶解」

例「No.2, 4 のみ水で 100 μ M にて納品、他は乾燥品希望」

* ご指定がない場合は、乾燥品にて納品いたします。

* 複数本ご注文の場合は、枝番号でご指定いただくと確実です。