

LaboPass™

分子生物学実験ツール

日常の実験操作を、もっとスムーズに



サマーフェア実施中 | フェア価格対象期間: 2026年7月1日(水)～9月30日(水)ご注文分まで

※ 価格は全て税別です。

DNA 精製キット

用途	製品名	特長	処理時間	製品情報
ルーチンの プラスミド精製に	Plasmid DNA Purification Kit Mini	最大 30 µg 回収 PCR、クローニング、シーケンスなどに 使用可能	🕒 20分以内	型 番: CMP0111 容 量: 50 prep 価 格: ¥ 9,400 フェア価格 ¥ 7,500
ゲルから目的バンドを 回収したい時に	Gel Extraction Kit	100 bp – 10 kb のDNA断片に対応 最大 10 µg 回収 アガロース・エチブロなどを除去	🕒 15分以内	型 番: CMG0111 容 量: 50 prep 価 格: ¥ 10,500 フェア価格 ¥ 8,400
PCR産物の クリーンアップに	PCR Purification Kit	100 bp – 20 kb のDNA断片に対応 最大 10 µg 回収 未反応のプライマー・dNTPsなどを除去	🕒 5分以内	型 番: CMR0111 容 量: 50 prep 価 格: ¥ 10,500 フェア価格 ¥ 8,400
ゲル抽出・PCR産物精製を 1キットで	Gel and PCR Clean-up Kit	100 bp – 10 kb のDNA断片に対応 最大 10 µg 回収 用途ごとの使い分けが不要	🕒 5～15分	型 番: CMA0111 容 量: 50 prep 価 格: ¥ 10,500 フェア価格 ¥ 8,400

ゲノム DNA 抽出キット

対象サンプル	製品名	特長	処理時間	製品情報
FFPEサンプル	NEW FFPE Genomic DNA Isolation Kit Mini	FFPE組織切片から gDNAを精製	🕒 サンプル溶解後 15分以内	型 番: CMF0111 容 量: 50 prep 価 格: ¥ 35,300 フェア価格 ¥ 28,200
組織・細胞	Tissue Genomic DNA Isolation Kit Mini	20 mgの組織 または 5×10 ⁶ 個の細胞から 10～40 µg のgDNAを精製可能	🕒 サンプル溶解後 10分以内	型 番: CME0111 容 量: 50 prep 価 格: ¥ 19,000 フェア対象外
全血・バフィーコート	Blood Genomic DNA Isolation Kit Mini	ヒト全血200 µLから 平均 6 µg のgDNAを精製可能	🕒 全工程が 20分以内	型 番: CMB0111 容 量: 50 prep 価 格: ¥ 19,000 フェア対象外
細菌サンプル	Bacteria Genomic DNA Isolation Kit Mini	微生物培養液1 mLから 1～10 µg のgDNAを精製可能	🕒 サンプル溶解後 10分以内	型 番: CMBA0111 容 量: 50 prep 価 格: ¥ 32,000 フェア対象外

Total RNA 抽出キット

対象サンプル	製品名	特長	処理時間	製品情報
FFPEサンプル	NEW FFPE RNA Isolation Kit Mini	FFPE組織切片から Total RNAを精製	🕒 約30～60分	型 番: CMFR0050 容 量: 50 prep 価 格: ¥ 70,500 フェア価格 ¥ 56,400
組織・細胞	Total RNA Kit	上皮細胞1×10 ⁶ 個から10～20 µg 動物組織1 mg あたり 1～4 µg 程度 Total RNAを精製可能	🕒 30分以内	型 番: CMRR0050 容 量: 50 prep 価 格: ¥ 40,000 フェア価格 ¥ 32,000



北海道システム・サイエンス株式会社





PCR 酵素

実験目的 x 製品形態 で選ぶ早見表

	IP- <i>Taq</i> 旧製品名: G- <i>Taq</i>	IP pro- <i>Taq</i> 旧製品名: SP- <i>Taq</i>	IP- <i>Pfu</i>
	ルーチンPCRの定番 一般PCR、検出PCR、コロニーPCRに使いやすい標準タイプ	最大20kbの Long range PCR に 長いターゲットのPCR増幅に適した <i>Taq</i> Polymerase改良版	High fidelity PCRに クローニングや変異導入など、配列の正確性を重視するPCRに
反応条件を調整したい 酵素・Buffer・dNTPsを個別に使用する セットタイプ 	IP-<i>Taq</i> DNA Polymerase (2.5 u/μL) 型番: CMT1002 容量: 500 unit (200反応分) 価格: ¥23,000 フェア価格 ¥18,400	IP pro-<i>Taq</i> DNA Polymerase (2.5 u/μL) 型番: CMT2002 容量: 500 unit (200反応分) 価格: ¥30,000 フェア価格 ¥24,000	IP-<i>Pfu</i> DNA Polymerase (2.5 u/μL) 型番: CMT4002 容量: 500 unit (200反応分) 価格: ¥88,000 フェア価格 ¥70,400
反応調製を簡単にしたい 2x mixture に DNA とプライマーを加えるだけ 	IP-<i>Taq</i> PCR Master Mix 型番: CMT7006 容量: 0.2mL x 5 (100反応分) 価格: ¥22,000 フェア価格 ¥17,600	IP pro-<i>Taq</i> PCR Master Mix 型番: CMT7007 容量: 0.2mL x 5 (100反応分) 価格: ¥63,000 フェア価格 ¥50,400	IP-<i>Pfu</i> PCR Master Mix 型番: CMT7008 容量: 0.2mL x 5 (100反応分) 価格: ¥76,000 フェア価格 ¥60,800
多検体をすばやく処理したい 8連チューブ分注済みで作業を削減 	IP-<i>Taq</i> PCR Premix 型番: CMT6004 容量: 96チューブ (96反応分) 価格: ¥19,500 フェア価格 ¥15,600	IP pro-<i>Taq</i> PCR Premix 型番: CMT6005 容量: 96チューブ (96反応分) 価格: ¥58,000 フェア価格 ¥46,400	IP-<i>Pfu</i> PCR Premix 型番: CMT6006 容量: 96チューブ (96反応分) 価格: ¥68,000 フェア価格 ¥54,400

cDNA合成・RT-PCR

DNA ラダー

cDNA Synthesis Kit 抽出RNAからfirst-strand cDNAを合成 安定したcDNA合成ワークフローに 型番: CMRTK001 容量: 50 prep 価格: ¥37,000 フェア対象外 	1 kb Labo DNA Ladder 型番: CMM7001 容量: 100 μL x 5 (100レーン) 価格: ¥33,600 フェア価格 ¥26,800 	1 kb Labo plus DNA Ladder 型番: CMM7002 容量: 100 μL x 5 (100レーン) 価格: ¥42,000 フェア価格 ¥33,600 	100 bp Labo DNA Ladder 型番: CMM7004 容量: 100 μL x 5 (100レーン) 価格: ¥16,600 フェア対象外 	100 bp Labo plus DNA Ladder 型番: CMM7005 容量: 100 μL x 5 (100レーン) 価格: ¥29,600 フェア対象外 
---	--	---	--	---

One-Step RT-PCR Kit cDNA合成とPCR増幅を1チューブで実施 RT-PCR操作をよりシンプルに 型番: CMRO050 容量: 50 prep 価格: ¥45,000 フェア価格 ¥36,000 
--

代理店

北海道システム・サイエンス株式会社

〒001-0932 札幌市北区新川西2条1丁目2-1

☎ 0120-613-190

TEL: 011-768-5901 FAX: 011-768-5951

E-mail: goods@hssnet.co.jp

URL: <https://www.hssnet.co.jp>