

LaboPass™

分子生物学実験ツール

日常の実験操作を、もっとスムーズに



DNA 精製キット

※ 価格は全て税別です。

用途	製品名	特長	処理時間	製品情報
ルーチンのプラスミド精製に	Plasmid DNA Purification Kit Mini	最大 30 µg 回収 PCR、クローニング、シーケンスなどに使用可能	🕒 20分以内	型番: CMP0111 容量: 50 prep 価格: ¥9,400 (¥188/prep)
ゲルから目的バンドを回収したい時に	Gel Extraction Kit	100 bp – 10 kb のDNA断片に対応 最大 10 µg 回収 アガロース・エチブロなどを除去	🕒 15分以内	型番: CMG0111 容量: 50 prep 価格: ¥10,500 (¥210/prep)
PCR産物のクリーンアップに	PCR Purification Kit	100 bp – 20 kb のDNA断片に対応 最大 10 µg 回収 未反応のプライマー・dNTPsなどを除去	🕒 5分以内	型番: CMR0111 容量: 50 prep 価格: ¥10,500 (¥210/prep)
ゲル抽出・PCR産物精製を1キットで	Gel and PCR Clean-up Kit	100 bp – 10 kb のDNA断片に対応 最大 10 µg 回収 用途ごとの使い分けが不要	🕒 5~15分	型番: CMA0111 容量: 50 prep 価格: ¥10,500 (¥210/prep)

ゲノム DNA 抽出キット

対象サンプル	製品名	特長	処理時間	製品情報
FFPEサンプル	NEW FFPE Genomic DNA Isolation Kit Mini	FFPE組織切片から gDNAを精製	🕒 サンプル溶解後 15分以内	型番: CMF0111 容量: 50 prep 価格: ¥35,300 (¥706/prep)
組織・細胞	Tissue Genomic DNA Isolation Kit Mini	20 mgの組織 または 5×10 ⁶ 個の細胞から 10~40 µg のgDNAを精製可能	🕒 サンプル溶解後 10分以内	型番: CME0111 容量: 50 prep 価格: ¥19,000 (¥380/prep)
全血・バフィーコート	Blood Genomic DNA Isolation Kit Mini	ヒト全血200 µLから 平均 6 µg のgDNAを精製可能	🕒 全工程が 20分以内	型番: CMB0111 容量: 50 prep 価格: ¥19,000 (¥380/prep)
細菌サンプル	Bacteria Genomic DNA Isolation Kit Mini	微生物培養液1 mLから 1~10 µg のgDNAを精製可能	🕒 サンプル溶解後 10分以内	型番: CMBA0111 容量: 50 prep 価格: ¥32,000 (¥640/prep)

Total RNA 抽出キット

対象サンプル	製品名	特長	処理時間	製品情報
FFPEサンプル	NEW FFPE RNA Isolation Kit Mini	FFPE組織切片から Total RNAを精製	🕒 約30~60分	型番: CMFR0050 容量: 50 prep 価格: ¥70,500 (¥1,410/prep)
組織・細胞	Total RNA Kit	上皮細胞1×10 ⁶ 個から10~20 µg 動物組織1 mg あたり 1~4 µg 程度 Total RNAを精製可能	🕒 30分以内	型番: CMRR0050 容量: 50 prep 価格: ¥40,000 (¥800/prep)



北海道システム・サイエンス株式会社

※ 価格は全て税別です。

PCR 酵素

実験目的 x 製品形態 で選ぶ早見表

	IP- <i>Taq</i> 旧製品名: G- <i>Taq</i>	IP pro- <i>Taq</i> 旧製品名: SP- <i>Taq</i>	IP- <i>Pfu</i>
	ルーチンPCRの定番 一般PCR、検出PCR、コロニーPCR に使いやすい標準タイプ	最大20kbの Long range PCR に 長いターゲットのPCR増幅に適した <i>Taq</i> Polymerase改良版	High fidelity PCRに クローニングや変異導入など、 配列の正確性を重視するPCRに
反応条件を調整したい 酵素・Buffer・dNTPsを 個別に使用する セットタイプ 	IP-<i>Taq</i> DNA Polymerase (2.5 U/μL) 型 番: CMT1002 容 量: 500 unit (200反応分) 価 格: ¥23,000 (¥115/反応)	IP pro-<i>Taq</i> DNA Polymerase (2.5 U/μL) 型 番: CMT2002 容 量: 500 unit (200反応分) 価 格: ¥30,000 (¥150/反応)	IP-<i>Pfu</i> DNA Polymerase (2.5 U/μL) 型 番: CMT4002 容 量: 500 unit (200反応分) 価 格: ¥88,000 (¥440/反応)
反応調製を簡単にしたい 2x mixture に DNA と プライマーを加えるだけ 	IP-<i>Taq</i> PCR Master Mix 型 番: CMT7006 容 量: 0.2mL x 5 (100反応分) 価 格: ¥22,000 (¥220/反応)	IP pro-<i>Taq</i> PCR Master Mix 型 番: CMT7007 容 量: 0.2mL x 5 (100反応分) 価 格: ¥63,000 (¥630/反応)	IP-<i>Pfu</i> PCR Master Mix 型 番: CMT7008 容 量: 0.2mL x 5 (100反応分) 価 格: ¥76,000 (¥760/反応)
多検体をすばやく処理したい 8連チューブ分注済みで 作業を削減 	IP-<i>Taq</i> PCR Premix 型 番: CMT6004 容 量: 96チューブ (96反応分) 価 格: ¥19,500 (¥204/反応)	IP pro-<i>Taq</i> PCR Premix 型 番: CMT6005 容 量: 96チューブ (96反応分) 価 格: ¥58,000 (¥605/反応)	IP-<i>Pfu</i> PCR Premix 型 番: CMT6006 容 量: 96チューブ (96反応分) 価 格: ¥68,000 (¥709/反応)

cDNA合成・RT-PCR

cDNA Synthesis Kit

抽出RNAからfirst-strand cDNAを合成
安定したcDNA合成ワークフローに

型 番: **CMRTK001**
容 量: 50 prep
価 格: **¥37,000**
(¥740/prep)



One-Step RT-PCR Kit

cDNA合成とPCR増幅を1チューブで実施
RT-PCR操作をよりシンプルに


型 番: **CMRO050**
容 量: 50 prep
価 格: **¥45,000**
(¥900/prep)



DNA ラダー


1 kb Labo DNA Ladder

型 番: **CMM7001**
容 量: 100 μL x 5
(100レーン)
価 格: **¥33,600**
(¥336/レーン)




1 kb Labo plus DNA Ladder

型 番: **CMM7002**
容 量: 100 μL x 5
(100レーン)
価 格: **¥42,000**
(¥420/レーン)




100 bp Labo DNA Ladder

型 番: **CMM7004**
容 量: 100 μL x 5
(100レーン)
価 格: **¥16,600**
(¥166/レーン)



100 bp Labo plus DNA Ladder

型 番: **CMM7005**
容 量: 100 μL x 5
(100レーン)
価 格: **¥29,600**
(¥296/レーン)



代理店

 北海道システム・サイエンス株式会社

〒001-0932 札幌市北区新川西2条1丁目2-1

☎ 0120-613-190

TEL: 011-768-5901 FAX: 011-768-5951

E-mail: goods@hssnet.co.jp

URL: <https://www.hssnet.co.jp>